

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Hla-Dr 단일클론 항체 - P01903

품목 번호: CM0006108



소개

HLA-DR 알파 사슬(P01903)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에서 WB, IF, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 항원 제시, T세포 반응 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-DR Rabbit PolymAb®
비고/별칭	HLA-DRA1
종	인간
GeneID (인간)	3122
GeneID	3122
면역원	인간 HLA-DRA(P01903)의 아미노산 100-200번 구간에 해당하는 합성 펩타이드
항체원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩