

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hla-Dr 토끼 단일클론 항체 - P01903

품목 번호: CM0008417



소개

인간 HLA-DRA에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. MHC class II 항원 DR 알파 체인(29kDa)을 타겟으로 하며, 면역학 및 면역종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-DR Rabbit mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3122
유전자 ID	3122
면역원(Immunogen)	인간 HLA-DRA (NP_061984.2)의 아미노산 26-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)