

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hla-Dra Rabbit Monoclonal Antibody - P01903

품목 번호: CM0002475



소개

인간 HLA-DRA를 표적으로 하는 고평이성 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 다른 종과의 교차 반응성이 없습니다. 29 kDa 밴드를 검출합니다. 면역학 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLA-DRA Rabbit mAb
비고/별칭	HLA-DRA1; HLA-DRA
종	인간
GeneID (인간)	3122
GeneID	3122
면역원	합성 펩타이드: 인간 HLA-DRA (P01903)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백