

Wb, Elisa용 Anti-Hla-Dra 토끼 다클론 항체 - P01903

품목 번호: CM0018613



소개

Western blot 및 ELISA용 Anti-HLA-DRA 토끼 다클론 항체(P01903). 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. MHC 클래스 II 항원 제시 및 T 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLA-DRA Rabbit pAb
비고/별칭	HLA-DRA1; HLA-DRA
종	인간
GeneID	3122
면역원	인간 HLA-DRA(NP_061984.2)의 아미노산 26-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩