

Anti-Hla-Dra Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

품목 번호: CM0016137



소개

HLA-DRA에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 면역학 및 항원 제시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLA-DRA Rabbit pAb
비고/별칭	HLA-DRA1; HLA-DRA
종	인간
GeneID (인간)	3122
GeneID	3122
면역원	인간 HLA-DRA (NP_061984.2)의 아미노산 26-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백