

웨스턴 블롯, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hla-Drb1 Rabbit Monoclonal Antibody - P01911

품목 번호: CM0003611



소개

인간 HLA-DRB1을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. MHC 클래스 II 항원 제시, 면역 반응 및 이식 생물학 연구에 이상적입니다. - P01911.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-DRB1 Rabbit mAb
비고/별칭	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
종	인간
GeneID (인간)	3123
GeneID	3123
면역원	합성 펩타이드 (인간 HLA-DRB1 (P01911)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01911
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백