

Wb 및 Elisa용 Anti-Hla-Drb3 폴리클로널 항체 - P79483

품목 번호: CM0013139



소개

인간 HLA-DRB3 (MHC class II DR beta 3 chain)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 적응 면역 및 항원 제시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-DRB3 Rabbit pAb
비고/별칭	DRB3; HLA-DPB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DRB3*; HLA-DRB3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3125
유전자 ID	3125
면역원(Immunogen)	인간 HLA-DRB3 (NP_072049.2)의 아미노산 30-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P79483
단백질 크기	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)