

## Wb 및 Elisa용 항-Hla-Drb4 토끼 단클론 항체 - P13762

품목 번호: CM0002462

### 소개

인간 HLA-DRB4(MHC 클래스 II DR 베타 4 사슬)에 대한 토끼 단클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. CD4+ T 세포에 처리된 항원을 제시하며, 적응 면역 연구 및 IVD 분석 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명         | HLA-DRB4 토끼 mAb                                         |
| 비고/별칭       | DR4; DRB4; HLA-DRB; HLA-DR4B; HLA-DRB4                  |
| 종           | 인간                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 3126                                                    |
| 유전자 ID      | 3126                                                    |
| 면역원         | 인간 HLA-DRB4 (P13762)의 아미노산 50-150 사이의 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 출처          | 토끼                                                      |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                  |
| 응용          | WB, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 인간                                                      |
| SWISS       | P13762                                                  |
| 단백질 무게      | 30kDa                                                   |
| 배송          | 아이스백                                                    |