

Wb 및 Elisa용 Anti-Hla-E 폴리클로날 항체 - P13747

품목 번호: CM0026397



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 HLA-E (MHC class I antigen E)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 이 항체는 면역 감시 및 NK 세포 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-E Rabbit pAb
비고/별칭	QA1; HLA-6.2; HLA-E
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3133
GeneID	3133
면역원	인간 HLA-E (NP_005507.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13747
단백질 크기	40kDa
배송	아이스 백(Ice bag)