

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hla-G 토끼 단클론 항체 - P17693

품목 번호: CM0007203



소개

인간 HLA-G(MHC-G)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 모체-태아 경계면에서의 면역 조절 연구에 이상적입니다. 인간 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HLA-G 토끼 mAb
비고/별칭	MHC-G; HLA-G
종	인간
GeneID(인간)	3135
GeneID	3135
면역원	합성 펩타이드 인간 HLA-G(NP_002118.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17693
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩