


웨스턴블롯, Elisa용 항-Hltf 토끼 다클론 항체 - Q14527

품목 번호: CM0026200



소개

인간 HLTf(DNA 의존성 ATPase/E3 유비퀴틴 단백질 리가제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. DNA 손상 내성, 전사 조절 및 DNA 메틸화 유지에 관여하는 핵심 염색질 리모델러를 표적으로 합니다. DNA 수리 및 후생유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLTf 토끼 pAb
비고/별칭	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
종	인간
GeneID (인간)	6596
GeneID	6596
면역원	재조합 단백질 인간 HLTf (NP_620636.1)의 아미노산 726-1009에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14527
단백질 분자량	114kDa
배송 방식	아이스팩