

Wb, Elisa용 항-Hlx 토끼 다클론 항체 - Q14774

품목 번호: CM0030233

소개

WB와 ELISA에서 검증된 항-HLX 토끼 다클론 항체입니다. Th1 세포 분화에 관여하는 인간 H2.0-유사 호메오박스 단백질을 표적으로 합니다. 배발생 및 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HLX 토끼 pAb
비고/별칭	HB24; HLX1; HLX
종	인간
유전자ID	3142
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14774
단백질 크기	51kDa
배송 방식	아이스백