

Wb, Elisa용 항Hmbs 다클론 항체 - P08397

품목 번호: CM0024539



소개

인간 HMBS(포르포빌리노겐 디아미나제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 헴 생합성 및 포르피린 대사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HMBS 토끼 pAb
비고/별칭	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
종	인간
유전자ID (인간)	3145
유전자ID	3145
면역원	인간 HMBS (NP_000181.2)의 아미노산 1-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08397
단백질 분자량	39kDa
배송 방법	아이스 팩