

Wb, Elisa용 항-Hmbs 토끼 단일클론 항체 - P08397

품목 번호: CM0002090



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 HMBS 토끼 단일클론 항체입니다. 헴 생합성 효소인 인간, 마우스, 쥐의 HMBS(porphobilinogen deaminase, UniProt P08397)와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HMBS 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
종	인간
유전자 ID	3145
면역원	합성 펩타이드 인간 HMBS(P08397)의 아미노산 250-350 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08397
단백질 무게	39kDa
배송	아이스팩