

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hmg20A 토끼 다클론 항체 - Q9Np66

품목 번호: CM0028630

소개

HMG20A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 염색질 조절 및 신경 분화 연구에 이상적입니다. - Q9NP66

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HMG20A 토끼 pAb
비고/별칭	HMGX1; HMGXB1; HMG20A
종	사람
유전자 ID (사람)	10363
유전자 ID	10363
면역원	재조합 단백질 사람 HMG20A (NP_060670.1)의 아미노산 1-347에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9NP66
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩