

Anti-Hmg20B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9P0W2

품목 번호: CM0020339

소개

HMG20B(BRAF35, SOXL)를 표적하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합하며 인간 및 마우스 샘플과의 교차 반응성을 보입니다. 염색질, 세포 주기 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HMG20B Rabbit pAb
비고/별칭	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
종	인간
유전자 ID (인간)	10362
유전자 ID	10362
면역원	인간 HMG20B (NP_006330.2)의 아미노산 1-317에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9P0W2
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백