

Wb 및 Elisa용 Anti-Hmg20B 토끼 다클론 항체 [Ko 검증 완료] - Q9P0W2

품목 번호: CM0021752

소개

HMG20B(BRAF35, SMARCE1r)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 세포 주기 및 염색질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[Ko 검증 완료] HMG20B 토끼 다클론 항체
비고/별칭	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; OB
종	인간
GeneID	10362
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9P0W2
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩