


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hmga1 토끼 다클론 항체 - P17096

품목 번호: CM0023704



소개

인간 HMGA1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 전사 조절 및 염색질 구조에 관여하는 고이동성 그룹 단백질 HMG-I/HMG-Y를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HMGA1 토끼 pAb
비고/별칭	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
종	인간
유전자 ID (인간)	3159
유전자 ID	3159
면역원	인간 HMGA1 (NP_665908.1)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17096
단백질 분자량	12 kDa
배송 방식	아이스 팩