

Anti-Hmga2 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52926

품목 번호: CM0007609

소개

HMGA2(High Mobility Group AT-hook 2)를 인식하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HMGA2 Rabbit mAb
비고/별칭	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGL-C; STQTL9; HMGA2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	8091
GeneID	8091
면역원	합성 펩타이드 사람 HMGA2 (NP_003474.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P52926
단백질 분자량	12 kDa
배송	아이스백