

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hmga2 토끼 다클로날 항체 - P52926

품목 번호: CM0028977

소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 HMGA2 토끼 다클로날 항체(P52926)로, 인간, 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절 및 크로마틴 구조 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HMGA2 Rabbit pAb
비고/별칭	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	8091
유전자 ID	8091
면역원	인간 HMGA2 (NP_003474.1)의 아미노산 55-109에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P52926
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스 팩