


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ko 검증 항-Hmgb1 토끼 단클론 항체 - P09429

품목 번호: CM0003189



소개

인간 HMGB1(P09429)에 대한 KO 검증 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 크로마틴 생물학, 염증 및 자가포식 연구에 관련됩니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	[KO 검증] HMGB1 토끼 mAb
비고/별칭	HMGI; HMG3; HMG-1; SBP-1; B1
종	인간
유전자 ID	3146
면역원	합성 펩티드 인간 HMGB1(P09429)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09429
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스팩