

Wb, If/Icc, Elisa용 항Hmgb2 다클론 항체 - P26583

품목 번호: CM0021234

소개

토끼 다클론 항HMGB2 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 래트 HMGB2를 검출합니다. 크로마틴 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HMGB2 토끼 pAb
비고/별칭	HMG2; HMGB2
종	사람
유전자 ID (사람)	3148
유전자 ID	3148
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P26583
단백질 분자량	24kDa
배송 방법	아이스 팩