

Wb용 Anti-Hmgb2 토끼 단일클론 항체 - P26583

품목 번호: CM0011750

소개

사람 HMGB2 (HMG2)를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP 및 CUT&Tag용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫드 샘플의 HMGB2를 검출합니다. 크로마틴 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HMGB2 Rabbit mAb
비고/별칭	HMG2; HMGB2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3148
유전자 ID	3148
면역원	사람 HMGB2 (P26583)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, CUT&Tag
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P26583
단백질 분자량	24 kDa
배송	아이스백 (Ice bag)