

Wb, Elisa용 항-Hmgb2 토끼 다클론 항체 - P26583

품목 번호: CM0030119

소개

HMGB2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 HMGB2(24 kDa)와 반응합니다. 염색질 구조, 전사 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HMGB2 토끼 pAb
비고/별칭	HMG2; HMGB2
종	인간
유전자 ID (인간)	3148
유전자 ID	3148
면역원	인간 HMGB2 (P26583)의 아미노산 200-300 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26583
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩