


Wb 및 Elisa용 항-Hmgb3 토끼 다클론 항체 - O15347

품목 번호: CM0015840



소개

인체 HMGB3(high mobility group protein B3, HMG4/HMG-2a)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. Western blot 및 ELISA에 적합하며 쥐(rat)와 교차 반응합니다. 염색질, 전사 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HMGB3 토끼 pAb
비고/별칭	HMG4; HMG-4; HMG2A; HMG-2a; HMGB3
종	인체
GeneID (인체)	3149
GeneID	3149
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐(Rat)
SWISS	O15347
단백질 무게	23kDa
배송	아이스팩