

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hmgcl 폴리클로날 항체 - P35914

품목 번호: CM0027585



소개

인간 HMGCL에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 케토생성(ketogenesis)과 류신 분해에 필수적인 미토콘드리아 리아제입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HMGCL Rabbit pAb
비고/별칭	HL, HMGCL
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3155
GeneID	3155
면역원(Immunogen)	인간 HMGCL (NP_000182.2)의 아미노산 1-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35914
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)