

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hmgcr 다클론 항체 - P04035

품목 번호: CM0021112



소개

HMGCR(3-하이드록시-3-메틸글루타릴-코엔자임 A 환원효소)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스 및 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 용도로 검증되었습니다. 콜레스테롤 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	HMGCR Rabbit pAb
비고/별칭	LDLCQ3; HMGCR
종	사람
GeneID (사람)	3156
GeneID	3156
면역원	합성 펩타이드
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P04035
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스팩