


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hmgcs1 토끼 다클로날 항체 - Q01581

품목 번호: CM0029658



소개

인간 HMGCS1을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 콜레스테롤 대사 및 지질 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HMGCS1 Rabbit pAb
비고/별칭	HMGCS; HMGCS1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3157
GeneID	3157
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 HMGCS1 (NP_002121.4)의 아미노산 241-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q01581
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)