


Wb, If, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hmgcs2 토끼 단일클론 항체 - P54868

품목 번호: CM0006959



소개

인간 HMGCS2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 케토생성 및 미토콘드리아 대사 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HMGCS2 Rabbit mAb
비고/별칭	HMGCS2; Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase; mitochondrial; 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A synthase; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2
종	인간(Human)
유전자 ID	3158
면역원	인간 HMGCS2의 아미노산 400-500 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. (NP_005509.1).
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P54868
단백질 분자량	50KDa/52KDa/56KDa
배송	아이스백