


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hmgcs2 토끼 다클로날 항체 - P54868

품목 번호: CM0013903



소개

인간 HMGCS2를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 케토생성, 지질 대사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HMGCS2 Rabbit pAb
비고/별칭	HMGCS2
종	인간(Human)
GeneID	3158
면역원	인간 HMGCS2 (NP_005509.1)의 아미노산 269-508에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P54868
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)