

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hmgn1 폴리클로날 항체 - P05114

품목 번호: CM0025140

소개

비히스톤 염색체 단백질인 인간 HMGN1(HMG14)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 염색질 및 유전자 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HMGN1 Rabbit pAb
비고/별칭	HMG14; HMGN1
종	인간
GeneID	3150
면역원	합성 펩타이드 인간 HMGN1 (NP_004956.5)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05114
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백