

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hmox1 폴리클로날 항체 - P14901

품목 번호: CM0024444

소개

마우스 Hmox1(헴 산소화효소 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 반응합니다. 세포자살, 산화 스트레스 및 헴 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hmox1 Rabbit pAb
비고/별칭	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e; Hmox1
종	마우스
GeneID (인간)	15368
GeneID	15368
면역원	마우스 Hmox1 (NP_034572.1)의 아미노산 1-266 내 서열에 상응하는 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P14901
단백질 분자량	33KDa
배송	아이스백