


Anti-Hmox2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P30519

품목 번호: CM0027903



소개

HMOX2(헴 산소화효소-2)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증된 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 HMOX2와 반응합니다. 헴 분해 및 CO 신호전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	HMOX2 Rabbit pAb
비고/별칭	HO-2; HMOX2
종	인간
GeneID (Human)	3163
GeneID	3163
면역원	인간 HMOX2 (NP_002125.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30519
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백