

Wb, Elisa용 Anti-Hn1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Uk76

품목 번호: CM0006900

소개

사람 HN1 (JPT1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 세포 주기 조절, 부착 및 안드로겐 수용체 신호 전달에 관여하는 16 kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HN1 Rabbit mAb
비고/별칭	HN1; ARM2; HN1A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	51155
GeneID	51155
면역원(Immunogen)	사람 HN1 (NP_057269.1)의 아미노산 50-154에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q9UK76
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스팩