

Wb, Ihc-P, Elisa 및 Chip용 항-Hnf-4-알파 단클론 항체 - P49698

품목 번호: CM0002164

소개

간 발달과 일주기 리듬에 필수적인 핵 수용체인 HNF-4-알파를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 교차 반응성을 확인했으며 WB, IHC-P, ELISA 및 ChIP에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNF-4-알파 토끼 mAb
비고/별칭	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF-4-alpha
종	마우스
유전자 ID (인간)	3172
유전자 ID	15378
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49698
단백질 크기	53kDa
배송 방식	아이스팩