


Anti-Hnf1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P20823

품목 번호: CM0029124



소개

인간 HNF1α (Hepatocyte nuclear factor 1-alpha)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 HNF1α를 검출합니다. 간 특이적 전사 및 당뇨병 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	HNF1α Rabbit pAb
비고/별칭	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1alpha; HNF-1-alpha; HNF1α
종	인간
GeneID (Human)	6927
GeneID	6927
면역원	인간 HNF1α (NP_000536.6)의 아미노산 30-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20823
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백