

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Hnf3B/Foxa2 토끼 단일클론 항체 - Q9Y261

품목 번호: CM0003068



소개

인체 HNF3 β /FOXA2(Q9Y261)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 응용 분야에 적합하며, 발달, 포도당 항상성 및 간 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HNF3 β /FOXA2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	HNF3B; TCF3B; HNF-3-beta; HNF3 β /FOXA2
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	3170
유전자 ID	3170
면역원	합성 펩타이드: 인체 HNF3 β /FOXA2(Q9Y261)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q9Y261
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩