

Wb 및 Elisa용 Anti-Hnf4A 폴리클로날 항체 - P41235

품목 번호: CM0019741



소개

인간 HNF4A에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 간 유전자의 전사 조절, 일주기 리듬 및 대사 질환 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNF4A Rabbit pAb
비고/별칭	TCF; HNF4; MODY; FRTS4; MODY1; NR2A1; TCF14; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; NR2A21; TCF-14; HNF4alpha; HNF4A
종	인간
GeneID (인간)	3172
GeneID	3172
면역원	인간 HNF4A (NP_849180.1)의 아미노산 226-325 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P41235
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백