


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnf4G 폴리클로날 항체 - Q14541

품목 번호: CM0023749



소개

인간 HNF4G(NR2A2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 약 46 kDa 밴드를 검출합니다. 핵 수용체 전사 인자 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNF4G 토끼 pAb
비고/별칭	NR2A2; NR2A3; HNF4G
종	인간
GeneID (인간)	3174
GeneID	3174
면역원	인간 HNF4G(NP_004124.4)의 아미노산 366-445에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14541
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백