


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hnf4G 토끼 단클론 항체 - Q14541

품목 번호: CM0012131



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 토끼 단클론 항-HNF4G 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 HNF4G와 반응합니다. 전사 조절 및 핵 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNF4G 토끼 mAb
비고/별칭	NR2A2; NR2A3; HNF4G
종	인간
유전자 ID (인간)	3174
유전자 ID	3174
면역원	인간 HNF4G5 (NP_004124.4)의 아미노산 319-408에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14541
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스백