

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Hnmt 다클론 항체 - P50135

품목 번호: CM0020444



소개

인간 HNMT에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 히스타민 대사 및 기도 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNMT 토끼 pAb
비고/별칭	HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT
종	인간
유전자 ID (인간)	3176
유전자 ID	3176
면역원	인간 HNMT의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_008826.1)
동물종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50135
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩