

## Wb, Ip, Elisa용 항-Hnmt 토끼 다클론 항체 - P50135

품목 번호: CM0017698



### 소개

인간 및 생쥐 히스타민 N-메틸트랜스퍼라아제(33kDa)를 표적으로 하여 WB, IP, ELISA에서 검증된 고품질 토끼 다클론 항-HNMT 항체입니다. 히스타민 대사 및 기도 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | HNMT 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭   | HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT                             |
| 종       | 인간                                                             |
| 유전자ID   | 3176                                                           |
| 면역원     | 인간 HNMT(NP_008826.1)의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원     | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, IP, ELISA                                                  |
| 교차 반응성  | 인간, 생쥐                                                         |
| SWISS   | P50135                                                         |
| 단백질 분자량 | 33kDa                                                          |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                                          |