


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hnrnp A1 다클론 항체 - P09651

품목 번호: CM0021497



소개

인간 hnRNP A1에 대한 토끼 다클론 항체로, KO 검증을 거쳤으며 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC 및 ELISA에 사용할 수 있습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. mRNA 처리, 스플라이싱 및 수송 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] hnRNP A1 토끼 pAb
비고/별칭	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1; A1
종	인간
유전자 ID (인간)	3178
유전자 ID	3178
면역원	인간 hnRNP A1 (NP_002127.1)의 아미노산 1-140을 포함하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P09651
단백질 분자량	39kDa
배송 방법	아이스 팩