


Anti-Hnrnp A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P09651

품목 번호: CM0003158



소개

인간 hnRNP A1 (P09651)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. mRNA 프로세싱 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	hnRNP A1 Rabbit mAb
비고/별칭	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
종	인간
GeneID (인간)	3178
GeneID	3178
면역원	인간 hnRNP A1 (P09651)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09651
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백