

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnp A2B1 토끼 단일클론 항체 [Kd 검증 완료] - P22626

품목 번호: CM0008190



소개

Western blot, IHC, IF 및 ELISA용 KD 검증 완료 Anti-hnRNP A2B1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 hnRNP A2B1을 검출합니다. 펩타이드 면역원; 37 kDa. RNA 처리 및 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] hnRNP A2B1 토끼 mAb
비고/별칭	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
종	인간
GeneID (인간)	3181
GeneID	3181
면역원	인간 HNRNPA2B1(NP_112533.1)의 아미노산 151-250 영역에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P22626
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩