

Wb, If, Elisa용 Anti-Hnrnp C Rabbit Monoclonal Antibody - P07910

품목 번호: CM0010863



소개

Anti-hnRNP C rabbit monoclonal antibody, 인간 및 마우스에 반응하며, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증됨. pre-mRNA 결합 및 스플라이싱에 관여하는 heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2를 표적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	hnRNP C Rabbit mAb
비고/별칭	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
종	인간
GeneID (인간)	3183
GeneID	3183
면역원	인간 hnRNP C (P07910)의 아미노산 80-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P07910
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백