

Anti-Hnrnp C1/C2 Rabbit Polyclonal Antibody - P Rabbit Polyclonal Antibody - P07910

품목 번호: CM0019847



소개

인간 hnRNP C (C1/C2)에 대한 토끼 다클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 쥐와 반응함. 전구체 mRNA 결합, mRNA 안정성 및 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP C Rabbit pAb
비고/별칭	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
종	인간
GeneID (인간)	3183
GeneID	3183
면역원	재조합 단백질 인간 hnRNP C (NP_112604.2)의 아미노산 86-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P07910
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩