

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 폴리클로날 항체 - Q15365

품목 번호: CM0017171



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 hnRNP E1/PCBP1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐를 인식합니다. RNA 처리 및 바이러스 복제에 관여하는 단일 가닥 핵산 결합 단백질을 표적으로 합니다. IVD 검법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5093
GeneID	5093
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15365
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스백