


Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15365

품목 번호: CM0003667



소개

인간 PCBP1(hnRNP E1)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. RNA 처리 및 적혈구 생성에 관여하는 Poly(rC) 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	hnRNP E1/PCBP1 Rabbit mAb
비고/별칭	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
종	인간
GeneID (Human)	5093
면역원	인간 PCBP1 (Q15365)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15365
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백