


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hnrnp E1/Pcbp1 토끼 단클론 항체 - Q15365

품목 번호: CM0004025



소개

인간 hnRNP E1/PCBP1(SWISS: Q15365)에 대한 고성능 토끼 단클론 항체. 인간 및 마우스와 교차 반응성을 보이며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. RNA 결합 단백질 및 적혈구 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP E1/PCBP1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
종	인간
유전자ID	5093
면역원	인간 hnRNP E1/PCBP1(NP_006187.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15365
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩